



# ENGEMYCINE SPRAY

## Conservation :

Engemycin Spray, Solution aérosol à base d'oxytétracycline, à usage externe pour le traitement des lésions infectées du pied.

L'oxytétracycline est un antibiotique de la famille de tétracyclines, obtenues par extraction à partir de *Streptomyces rimosus*.

Les tétracyclines sont des composés bactériostatiques inhibant la multiplication des germes par blocage de la synthèse protéique, l'activité germicide n'est obtenue qu'avec de hautes concentrations.

Leurs spectres antibactériens est large, regroupant plusieurs germes gram+ et gram-. En outre les tétracyclines sont très actives envers les mycoplasmes, rickettsies, les chlamydiae, les Spirochètes et les protozoaires.

L'oxytétracycline base est peu soluble dans l'eau, sa forme chlorhydrate est une poudre jaune brillante, très stable à l'état sec, soluble dans l'eau et les solvants organiques.

Il a été démontré qu'après l'application locale de Engemycin Spray l'absorption systémique de l'oxytétracycline hydrochloride est négligeable ou nul.

## Composition :

Chaque aérosol de 200 ml contient :

Oxytétracycline hydrochloride.....	5,0 g
Excipients qsp.....	200 ml

## Indications :

Traitement des lésions infectées du pied, provoquées par des micro-organismes sensibles à l'oxytétracycline, chez les bovins, ovins et les caprins.

## Posologie et administration :

Appliquer le spray sur la lésion pendant 1 à 2 secondes à une distance de 15 à 20 cm jusqu'à l'obtention d'une distribution homogène du colorant.

Répéter le traitement toutes les 12 heures jusqu'à guérison complète.

## Conservation :

Conserver à des températures inférieures à 25°C, à l'abri de la lumière et des sources de chaleurs.

## Précautions :

Avant le traitement, nettoyer soigneusement le pied et éliminer complètement les tissus nécrotiques, les corps étrangers, les exsudats, etc.

Après le traitement, maintenir l'animal sur une surface sèche pendant 24 heures.

## Présentation :

Solution à usage externe disponible dans un flacon pressurisé de 200 ml.

